

**Informacja dotycząca transportu kleszcza**  
w kierunku badania na obecność DNA krętków *Borrelia* spp.

Kleszcz do badania nie musi być żywy. Istnieją dwie możliwości dostarczenia próbek do badań:

**1. Dostarczenie osobiście**

Po wyjęciu kleszcza z ciała, należy umieścić go w czystym szczelnie zamkniętym pojemniku, np. w pojemniku na kał lub mocz (dostępnych w aptekach), bądź woreczku foliowym (najlepiej strunowym). Nie należy kleszcza zalewać żadną substancją, zgniatać ani przyklejać do opakowania.

Tak zabezpieczonego kleszcza należy umieścić w chłodnym miejscu (najlepiej w lodówce) do czasu transportu. W przypadku przechowywania kleszcza powyżej trzech dni należy go zamrozić.

Kleszcza należy przynieść: od poniedziałku do piątku 7:30 do 14:00, w czwartek 7:30 do 17:00 na ul. Kujawską 4 w Bydgoszczy, do „Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników” do budynku E, parter.

Telefon kontaktowy: (52) 376 19 01

**2. Dostarczenie listowne**

Zabezpieczonego jak wyżej kleszcza można wysłać również listownie (listem zwykłym lub poleconym).

Do przesyłki należy dołączyć „Zlecenie na wykonanie badań”, które można pobrać ze strony internetowej:

**[www.pwisbydgoszcz.pl](http://www.pwisbydgoszcz.pl)**

-wchodząc w zakładkę:

Zakres działania →Laboratorium→ Oddział Mikrobiologii → Pliki do pobrania

Należy wydrukować: „Zlecenie na wykrywanie obecności specyficznego DNA *Borrelia* spp. w kleszczu”, wypełnić i wysłać razem z kleszczem na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy  
Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii  
ul. Kujawska 4  
85-031 Bydgoszcz

**Informacja dotycząca transportu kleszcza**  
w kierunku badania na obecność DNA krętków *Borrelia* spp.

Kleszcz do badania nie musi być żywy. Istnieją dwie możliwości dostarczenia próbek do badań:

**1. Dostarczenie osobiście**

Po wyjęciu kleszcza z ciała, należy umieścić go w czystym szczelnie zamkniętym pojemniku, np. w pojemniku na kał lub mocz (dostępnych w aptekach), bądź woreczku foliowym (najlepiej strunowym). Nie należy kleszcza zalewać żadną substancją, zgniatać ani przyklejać do opakowania.

Tak zabezpieczonego kleszcza należy umieścić w chłodnym miejscu (najlepiej w lodówce) do czasu transportu. W przypadku przechowywania kleszcza powyżej trzech dni należy go zamrozić.

Kleszcza należy przynieść: od poniedziałku do piątku 7:30 do 14:00, w czwartek 7:30 do 17:00 na ul. Kujawską 4 w Bydgoszczy, do „Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników” do budynku E, parter.

Telefon kontaktowy: (52) 376 19 01

**2. Dostarczenie listowne**

Zabezpieczonego jak wyżej kleszcza można wysłać również listownie (listem zwykłym lub poleconym).

Do przesyłki należy dołączyć „Zlecenie na wykonanie badań”, które można pobrać ze strony internetowej:

**[www.pwisbydgoszcz.pl](http://www.pwisbydgoszcz.pl)**

-wchodząc w zakładkę:

Zakres działania →Laboratorium→ Oddział Mikrobiologii → Pliki do pobrania

Należy wydrukować: „Zlecenie na wykrywanie obecności specyficznego DNA *Borrelia* spp. w kleszczu”, wypełnić i wysłać razem z kleszczem na adres:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy  
Dział Laboratoryjny, Oddział Mikrobiologii  
ul. Kujawska 4  
85-031 Bydgoszcz

